


COVID-19 抗原検査キット

スタッフと家族、そして地域を守るご提案



Vazyme

Vazyme社は中国大手医療メーカーの一つです




測定方法:イムノクロマト法

1箱20キット入 72,000円(1キット 3,600円)

付属している長い綿棒で咽頭・鼻咽頭をぬぐい液を付属の容器に取込
検査キットに垂らして検査する簡単な試験キット(研究試験試薬)です

■ 使用方法



注意 1. 陽性反応が出た場合は保健所に相談してください

事項 2. 本製品は感染後 24 時間程度経過しないと正確な結果がえられないこともあります



臨床特異度
※100%

健康な人において、検査で
陰性と判断される割合



臨床感度
※100%


疾患有人が、検査で
陽性と判断される割合



正確度
※100%



検査
方法




H-Guard社は中国大手医療メーカーの一つです

測定方法:ラテラルクロマトグラフィー

1箱25キット入 57,500円(1キット 2,300円)

付属している長い綿棒で咽頭・鼻咽頭をぬぐい液を付属の容器に取込み検査キットに垂らして検査する簡単な試験キット(研究試験試薬)です

■ 使用方法



咽頭、鼻咽頭
または痰、
唾液を採取する

採取容器の
キャップを外し
スワブを入れる

スワブを縦横に
動かしながら
抗原を移す

スワブを
取り出し付属
ノズルを装着

試料を滴下
穴へ3滴滴下

10分後
結果を確認



今感染しているかを知りたい時はPRCか抗原検査になります。

	ラインセンス	感染	発症	過去感染
PCR検査	医療関係	○	○	○
抗原検査	医療機関・一般用	○	○	×
抗体検査	医療関係	×	×	○

注意 1.陽性反応が出た場合は保健所に相談してください

事項 2.本製品は感染後24時間程度経過しないと正確な結果がえられないこともあります



臨床特異度
※99.45%

健康な人において、検査で
陰性と判断される割合



臨床感度
※82.14%

疾病を有する人が、検査で
陽性と判断される割合



正確度
※97.13%

検査
方法



十全美装株式会社
〒934-8057 富山市堀158番地
TEL(076)425-1328
FAX(076)424-9338